

# QUATTROMED V URZĄDZENIE MASUJĄCE



MASAŻ  
PUNKTOWY



OGRZEWANIE  
NEFRYTOWE



WAŁKOWANIE



OSTUKIWANIE



UGNIATANIE



SHIATSU



PROGRAM  
AUTOMATYCZNY




MASAŻ 3D



WIBRACJA



WYSOKOŚĆ




SZEROKOŚĆ

# QUATTROMED V

URZĄDZENIE MASUJĄCE



## WŁAŚCIWOŚCI:



### WAŁKOWANIE

Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprężenie i rozluźnienie mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.



### UGNIATANIE

Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatane pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcie mięśniowe.



### OSTUKIWANIE

Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych krawędzią dłoni, otwartą dłonią lub pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana przez mechanizm masujący, poprawia ukrwienie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wykonywana na wysokości płuc ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z płuc.



### SHIATSU

Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągającym – rotacyjnym. Jego celem jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i pobudzanie mięśni.



### WIBRACJA

Całe ciało zostaje wprowadzone w wibracje o jednostajnej częstotliwości, docierające w głąb tkanek. Wibracje pobudzają krążenie krwi, rozgrzewają i relaksują mięśnie.



### MASAŻ 3D

Podczas stosowania tej techniki robot masujący porusza się nie tylko do góry i w dół, ale także do przodu i w tył.



### MASAŻ PUNKTOWY

Główki masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt.




### PROGRAM AUTOMATYCZNY

Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.



### OGRZEWANIE NEFRYTOWE

Nefryt jest minerałem przewodzącym ciepło. W głowicach masujących zastosowano nefryt wysokiej klasy, aby wzmocnić efekt ogrzewania i relaksacji.



### SZEROKOŚĆ

Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi (wąska – średnia – szeroka).



### WYSOKOŚĆ

Zakres pracy mechanizmu masującego w pionie podlega dwustopniowej regulacji.

## QUATTROMED V – NEFRYTOWE GŁOWICE MASUJĄCE, OSTUKIWANIE I MASAŻ 3D

Podaruj sobie chwilę relaksu w środku dnia – mata masująca Quattromed V pomoże Ci się odprężyć i zregenerować.

Mata Quattromed V wykonuje masaż za pomocą czterech głowic masujących, wykorzystując technikę shiatsu, ostukiwanie, ugniatanie i wałkowanie.

Dwie głowice silikonowe są ruchome, natomiast dwie głowice wykonane z wysokiej klasy nefrytu mają stałą pozycję. Masaż nie tylko daje kojący, relaksujący efekt, lecz również dogłębnie rozgrzewa i zapewnia lepsze odżywienie dysków kręgosłupa.

Quattromed V wykonuje masaż w technologii 3D – oznacza to, że mechanizm masujący porusza się nie tylko w górę i w dół, lecz również do przodu i do tyłu. Zaawansowane możliwości regulacji ustawienia pozycji głowic masujących pozwalają na jego idealne dopasowanie do wzrostu użytkownika.

Przekonaj się, jak bardzo poprawi się Twoje samopoczucie dzięki naszej najnowszej, unikalnej macie masującej Quattromed V.

## DANE TECHNICZNE

**Urządzenie**

Quattromed V

**Wymiary**

oparcia 45 x 75 x 20 cm  
siedziska 45 x 7,5 x 42 cm

**Waga**

10 kg

**Zasilanie**

wejście 110-240 V ~ 50/60 Hz  
wyjście 24 V, 2,5 A

**Moc znamionowa**

60 Watt

**Automatyczny czas pracy**

15 minut

**Certyfikaty**



Casada Polska sp. z o.o.

ul. Słowiańska 63 | 66-400 Gorzów Wielkopolski

www.casada.pl | www.braintronics.pl | www.powerboard.pl

Infolinia: 800 007 911

Casada International GmbH | Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn, Germany | www.casada.com