



INTELIENTNY SYSTEM SKANOWANIA CIAŁA

Kluczem do wykonania idealnego masażu jest dokładne rozpoznanie ciała użytkownika. Titan posiada rozbudowany, wieloelementowy system ustawień i inteligentny algorytm, które zapewniają bardziej kompleksową analizę, pozwalają na zliczenie większej ilości danych, szybsze odpowiedzi i dokładniejszą kontrolę podczas skanowania ciała i regulowania technik masażu.

DWA ROBOTY MASUJĄCE

Podwójny mechanizm masujący to prawdziwa innowacja w świecie foteli masujących! Titan wyposażony został w dwa niezależne roboty masujące: 2D i 3D. Wykonują one zsynchronizowany, podobny do masowania czterema rękami w tym samym czasie.

MASAŻ OD SZYI AŻ DO UD

Elastyczna szyna, wzdłuż której poruszają się głowice masujące, została wydłużona w taki sposób, by fotel mógł wykonywać trójwymiarowy masaż od szyi aż do ud.

Co więcej, z uwagi na długą ścieżkę masażu, elastyczny tor może wygiąć się w kształt łuku, aby unieść plecy i rozciągnąć je, nadając im pozycję tzw. mostu, zaczerpniętą z masażu tajskiego.

REGULACJA INTENSYWNOŚCI KOMPRESJI

Pełne odprężenie od ramion aż do stóp - wszystko dzięki 38 poduszkom kompresyjnym i regulowanej intensywności ciśnienia powietrza.

DWA SYSTEMY OGRZEWANIA

Ciepło ma dobroczynny wpływ na nasz organizm: poprawia ukrwienie, rozluźnia mięśnie, działa relaksująco. To terapia sama w sobie, dlatego Titan wyposażony został w dwa systemy grzewcze.

Pierwszy z nich to ogrzewanie węglowe, zlokalizowane w oparciu. Szybko się nagrzewa i szybko stygnie, jest bardzo wydajne, a przy tym całkowicie bezpieczne.

Drugi system grzewczy znajduje się w podnóżku i do stworzenia tego układu wykorzystaliśmy grafen. To najnowszy, najmocniejszy, najcieńszy i najlepiej przewodzący materiał, który składa się w 100% z węgla. Jako przewodnik ciepła przewyższa wszystkie inne znane materiały

W ZASIĘGU GŁOSU

Fotel do masażu Titan nie tylko cię wymasuje, lecz również... posłucha. Dzięki sterowaniu głosowemu zarządzanie funkcjami fotela jest jeszcze prostsze i bardziej wygodne.

WSZYSTKO JAK NA DŁONI


Najważniejszy jest komfort i intuicyjność obsługi. Nikt nie chce wertować instrukcji, by dowiedzieć się, jak uruchomić wybraną funkcję.

Pilot Titana został więc wyposażony w duży, czytelny, intuicyjny ekran dotykowy. Opcje zarządzania fotelem widoczne są jak na dłoni - z jego obsługą każdy poradzi sobie bez problemu.

TWÓJ PRYWATNY MASAŻYSTA - ZADBA O TWOJE DOBRE SAMOPOCZUCIE



DWA ROBOTY MASUJĄCE ORAZ ELASTYCZNY TOR MASAŻU



Szerokość wewnętrzna siedziska 46 cm | Szerokość rozstawu poduszek ramiennych 55 cm

DOSTĘPNE KOLORY



TECHNICAL DATA

Wymiary po złożeniu	81,5 x 167 x 124,5 cm
Wymiary po rozłożeniu	81,5 x 180-195 x 98,5 cm
Waga	159 kg
Zasilanie	220-240V ~ 50/60Hz
Moc znamionowa	180 W
Automatyczny czas pracy	30 minuty
braintronics®	21 minuty
Certyfikaty	CE EAC



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com

time to relax



WŁAŚCIWOŚCI



BRAINTRONICS®

Technologia braintronics® synchronizuje fale mózgowie przy pomocy audiostymulacji. Jej połączenie ze specjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala zrelaksować zestresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczyć się lub śnić – wszystko jest możliwe.



SHIATSU

Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągającym – rotacyjnym. Jego celem jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i pobudzanie mięśni.



MASAŻ 3D

Podczas stosowania tej techniki robot masujący porusza się nie tylko do góry i w dół, ale także do przodu i w tył.



MASAŻ 2D

Fotel wyposażony jest w inteligentny system masażu 2D. Dokonuje on pomiaru pleców, by ustalić dokładną pozycję poszczególnych odcinków kręgosłupa.



UGNIATANIE

Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatanie pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcia mięśniowe.



OSTUKIWANIE

Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych krawędzią dłoni, otwartą dłońią lub pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana przez mechanizm masujący, poprawia ukrwienie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wykonywana na wysokości płuc ułatwia odkrztuszenie wydzieliny z płuc.



UGNIATANIE + OSTUKIWANIE (DUAL ACTION)

Połączenie dwóch technik masażu – ugniatania i ostukiwania, pozwala na jednoczesne złagodzenie napięcia i pobudzenie krążenia.



WĄŁKOWANIE

Wąłkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprężenie i rozluźnienie mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.



OGRZEWANIE WĘGŁOWE PODCZERWONE

Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzymałe. Doskonale przewodzą ciepło, przy czym same nie nagrzewają się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób ciepło przenika ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni.



WĄŁKOWANIE STÓP

Rollki do stóp pobudzają zakończenia nerwowe zlokalizowane na stopach, a odpowiedzialne za pracę poszczególnych organów wewnętrznych oraz wpływają rozluźniająco na mięśnie.



LINIA-S

Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu mechanizmu, głowice masujące pracują bardzo blisko ciała, masując całe plecy aż do pośladków. Kształt mechanizmu naśladuje naturalne wygięcie kręgosłupa.



KOMPRESJA POWIETRZNA

Poduszki powietrzne są naprężone i opróżniane – ten pompujący ruch pobudza naturalne odruchy mięśni. Ta technika masażu ma szczególnie dobroczynny wpływ na okolice szyi i stóp.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Fotel rozkłada się, wysuwając mechanizm do przodu, dzięki czemu nie potrzebuje dużej przestrzeni z tyłu – wystarczy postawić go w odległości 5 cm od ściany. Kompaktowe rozwiązanie, zapewniające komfort użytkownika!



ZERO GRAWITACJI

Ta technika stworzona została na potrzeby astronautów. Pozycja „Zero-G” redukuje ucisk na kręgosłup, odciążając go całkowicie.



PROGRAM AUTOMATYCZNY

Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.



CAŁE PLECY

Użycie tej technologii pozwala na dokładne wymasowanie całych pleców – niezależnie od ich gabarytów.



MASAŻ RAMION

Punktowy masaż ugniatający ramion / karku ma wspierający wpływ na wszelkie dolegliwości w tym obszarze.



POZYCJA LEŻĄCA

Ta funkcja ma na celu regulację pozycji oparcia i podnóżka, dla zapewnienia maksymalnego komfortu użytkownika.



DOPASOWANIE RAMION

Regulacja głowic masujących góra / dół w obszarze ramion.



INTENSYWNOCĆ KOMPRESJI

Regulacja intensywności masażu poduszka-
mi powietrznymi.



OBSZAR MASAŻU KOMPRESYJNEGO

Masaż kompresyjny całego ciała. Różne obszary masażu wybierane są indywidualnie.



MASAŻ PUNKTOWY

Głowice masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt.



PRĘDKOŚĆ

Regulacja prędkości masażu.



SZEROKOŚĆ

Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi (wąska – średnia – szeroka).



MUZYKA

Funkcja muzyki potęguje uczucie relaksu podczas masażu.



BLUETOOTH

Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.



UCZUCIE MASAŻU DŁONIAMI

Specjalnie zaprojektowane głowice masujące imitują ruchy dłoni masażyści. Maksymalny kąt nachylenia fotela wynosi 41 stopni, a obszar rozciągania – aż 6,5 cm. Takie parametry fotela sorawiają, że masaż odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego będzie skuteczny niemal tak samo, jak masaż manualny.



ŁADOWARKA USB

Podczas kojącego masażu za pomocą zintegrowanego portu USB możesz naładować swój telefon komórkowy.



SZYBKI DOSTĘP

Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej się w boczku fotela możliwe jest sterowanie najważniejszymi funkcjami urządzenia.



POPRAWA KONDYCJI STAWÓW

Ta funkcja polega na delikatnym rozciąganiu, połączonym z uciskiem. Stymuluje ona chrząstki w stawach kolanowych, które zaczynają lepiej przyswajać płyny i składniki odżywcze. Poprawia również ukrwienie całych nóg.



ROZCIĄGANIE TALII

Poduszki powietrzne w dolnym obszarze pleców realizują o delikatne rozciąganie miednicy. Działa świetnie na napięcia.



KSZTAŁT „L”

Fotel realizuje głęboki, pełny masaż na odcinku od szyi do pośladków.



DOPASOWANIE PODNÓŻKA

Podnóżek może być wyciągnięty, co pozwala na jego dostosowanie do wzrostu użytkownika.



GŁOŚNOŚĆ

Regulacja głośności – funkcja działa wyłącznie dla programów Braintronics.



ROZCIĄGANIE PLECÓW

Masaż skoncentrowany na rozciąganiu pobudza ciało i ma ożywczy wpływ na cały organizm.



PUNKTY AKUPRESURY

Masaż kluczowych punktów akupresury.



REFLEKSOLOGIA

Masaż stref refleksologicznych regeneruje mięśnie stóp oraz harmonizuje pracę wszystkich organów wewnętrznych.



ZAAWANSOWANY SYSTEM SKANOWANIE CIAŁA

Przed rozpoczęciem masażu fotel masujący skanuje ciało, by wykryć obszary karku i pleców oraz zapewnić odpowiedni nacisk podczas masażu. Zastosowana technologia pozwala na ustalenie pozycji barków i pozwala na ewentualną korektę po zakończeniu skanowania.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z CIENKIM EKRADEM DOTYKOWYM

Za pomocą ekranu dotykowego można wygodnie wybrać żądany masaż i dostosować wszystkie jego ustawienia. Możesz poruszać się po menu, klikając przyciski, aby wybrać programy masażu Kark i barki, Dolne plecy, Auto, Manualny, Zaawansowany lub Masaż Kompresyjny. Opcjonalnie można ustawić czas masażu w przedziałach pięciominutowych, zaczynając od 5 minut aż do 30 minut.



POZYCJA ODCHYLENIA 165°

Oparcie regulowane elektrycznie o możliwości jego odchylenia do 165 stopni.



2 ROBOTY MASUJĄCE

Dwa mechanizmy masujące działające niezależnie od siebie.



KONTROLA GŁOSU

Użyj sterowania głosowego, aby aktywować wybrane funkcje.



OGRZEWANIE GRAFENOWE W PODNÓŻKU

Uruchamiane jest razem z funkcją ogrzewania okolicy lędźwiowej. Dzięki zastosowaniu grafenu rozgrzewa się w przeciągu kilku minut.

braintronics®

brainwave stimulation system

Ludzki mózg to złożony organ, składający się z milionów małych komórek nerwowych, zwanych neuronami. Każda komórka nieustannie wytwarza impulsy elektryczne. Każda myśl, każdy dźwięk i każde wrażenie – wszystko jest przekazywane właśnie za pomocą impulsów elektrycznych. Można powiedzieć, że elektryczność to język mózgu. Impulsy elektryczne mogą zostać wykryte i zobrazowane np. za pomocą EEG. Na wykresie wyraźnie widać, że tworzą one wzór fali – to właśnie są tak zwane fale mózgowie.

Dzięki technologii braintronics®, łączącej stymulację dźwiękową i prowadzoną medytację z kojącym masażem, fale mózgowie mogą być stymulowane w taki sposób, by mózg osiągnął pożądany stan relaksacji. Jeśli chcesz trwale poprawić swój poziom koncentracji lub po prostu marzysz o głębokim relaksie i chwili wytchnienia – wszystko to jest możliwe z fotelem do masażu marki Casada.

